

# Набор для выявления условно-патогенных энтеробактерий «Энтеробак-ИДС» (*Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*)



Для применения в ветеринарии и научно-исследовательских целях

Производитель: ИДС™

## Фасовка

Каталожный номер	Количество исследований, включая контроли	Формат смеси реагентов	Адаптированные приборы
69N50	50	Реагенты не расфасованы по пробиркам: 1 – Смесь для проведения ПЦР 2 – Буфер для ПЦР 3 – Фермент Hotstart Taq-полимераза 4 – ПКО 5 - ОКО	Rotor Gene Q/3000/6000 Light Cycler 96 CFX96 ДНК-Технология
69N96	96		

## Описание

Позволяет выявлять ДНК условно-патогенных энтеробактерий (*Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*) в пробах методом ПЦР в режиме реального времени с флуоресцентной схемой детекции в присутствии внутреннего контрольного образца этапа выделения:

Каталожный номер	Количество исследований	Материал для исследования	Набор для выделения
Sorb-DNA-50	50	фекалии, молоко, ткани и органы, лимфатические узлы, мазки из носоглотки, корма и продукты питания	ДНК-сорбент-ИДС
Prep-NA-50	50	фекалии, ткани и органы, лимфатические узлы, мазки из носоглотки, корма и продукты питания	НК-преципитация-ИДС
Ex-DNA-50	50	фекалии, ткани и органы, лимфатические узлы, мазки из носоглотки, корма и продукты питания	ДНК-экспресс-ИДС

**Срок изготовления под заказ:** до 14 рабочих дней

**Доставка:** с соблюдением температурных режимов, оплачивается отдельно

**Срок хранения:** 12 месяцев при температуре -18 °С ... -20 °С

**Заказ:** [info@ids-lab.ru](mailto:info@ids-lab.ru)

**Цена:** по запросу

**Методическая поддержка:** +7 (499) 391 62 35